

Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі

Лабораторні реактиви та витратні матеріали для лабораторних аналізаторів КДЛ (ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні)

№ з/п	Код НК 2023	Код НК 2025	Найменування предмету закупівлі	Вимоги до предмету закупівлі, з викладенням технічних та якісних характеристик	Од. виміру	Кількість
1	53393 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, реагент	W01010215 ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇНІВ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ	HDL-холестерин, набір реагентів	Прямий, гомогенний тест, призначений для визначення холестерину високої щільності. Ферментний, колориметричний тест, фасування 1x80 мл	шт	2
2	53398 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD (діагностика in vitro), реагент	W01010221 ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇДІВ НИЗЬКОЇ ЩІЛЬНОСТІ, ВКЛЮЧНО З SD- LDL	LDL-холестерин, набір реагентів	Прямий, гомогенний тест, призначений для визначення холестерину низької щільності. Ферментний, колориметричний тест, фасування 1x80 мл	шт	2
3	52925 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), реагент	W01010103 АЛАНІНАМІНОТРА НСФЕРАЗА	Аланін-амінотрансфераза (АЛАТ), набір реагентів	Кінетичний метод визначення активності АЛАТ у за рекомендаціями IFCC. Метод без активації піридоксальфосфату. Можливість тестування при температурі 25°C. Фасування: 8x50 мл	шт	3
4	52925 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), реагент	W01010103 АЛАНІНАМІНОТРА НСФЕРАЗА	Аланінамінотрансфераза (АЛТ), набір реагентів	Аланінамінотрансфераза (АЛТ), набір реагентів, сумісний з аналізатором Хумастар, не менше 1500 тестів	шт	2
5	53599 Альбумін IVD, реагент	W01010201 АЛЬБУМІН (КХ)	Альбумін, набір реагентів	Фотометричний колориметричний тест для вимірювання альбуміну за методом BCG. Можливість тестування при температурі 25°C. Фасування: 4x100 мл. Стандарт у складі набору	шт	2
6	52941 Загальна амілаза IVD (діагностика in vitro), реагент	W01010107 АМІЛАЗА – ЗАГАЛЬНА	Альфа-амілаза, набір реагентів	Колориметричний морореагент для визначення альфа-амілази при довжині хвилі 405нм. Фасування 6x50 мл.	шт	2
7	52955 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro), реагент	W01010110 АСПАРТАТАМІНОТ РАНСФЕРАЗА	Аспартат-амінотрансфераза (АСАТ), набір реагентів	Кінетичний метод визначення активності АСАТ за рекомендаціями IFCC. Метод без активації піридоксальфосфату. Можливість тестування при температурі 25°C. Фасування: 8x50 мл	шт	3
8	52955 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro), реагент	W01010110 АСПАРТАТАМІНОТ РАНСФЕРАЗА	Аспартатамінотрансфераза (АСТ), набір реагентів	Аспартатамінотрансфераза (АСТ), набір реагентів, сумісний з аналізатором Хумастар, не менше 1500 тестів	шт	2

9	53231 Загальний білірубін IVD, реагент	W01010203 БІЛІРУБІН	Білірубін загальний, набір реагентів	Фотометричний колориметричний тест для визначення загального білірубіну. Для автоматичного біохімічного аналізатора. Температура: 25°C, або 37°C. Фасування: 375 мл	шт	4
10	53236 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, реагент	W01010203 БІЛІРУБІН	Білірубін прямий, набір реагентів	Фотометричний колориметричний тест для визначення прямого білірубіну. Для автоматичного біохімічного аналізатора. Температура: 25°C, або 37°C. Фасування: 375 мл	шт	4
11	53252 Креатинін IVD, реагент	W01010207 КРЕАТИНІН	Креатинін, набір реагентів	Фотометричний, колориметричний тест для здійснення кінетичних вимірювань. Реакція Яффе. Для автоматичного біохімічного аналізатора. Фасування: 250 мл, стандарт у складі набору	шт	5
12	53231 Загальний білірубін IVD, реагент	W01010203 БІЛІРУБІН	Білірубін загальний, набір реагентів	Білірубін загальний, набір реагентів, сумісний з аналізатором Хумастар, не менше 1000 тестів	шт	2
13	53236 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, реагент	W01010203 БІЛІРУБІН	Білірубін прямий, набір реагентів	Білірубін прямий, набір реагентів, сумісний з аналізатором Хумастар, не менше 1000 тестів	шт	2
14	53989 Загальний білок IVD, реагент	W01010230 ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК	Білок загальний, набір реагентів	Білок загальний, набір реагентів, сумісний з аналізатором Хумастар, не менше 1200 тестів	шт	2
15	53030 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, реагент	W01010116 ГАММА ГЛУТАМІЛТРАНСФЕРАЗА	Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ), набір реагентів	Кінетичний, колориметричний метод визначення активності ГГТ за методом IFCC (модифікація Персейнома та Ван-дер-Сліка). Фасування 400 мл.	шт	2
16	53307 Глюкоза IVD, реагент	W01010213 ГЛЮКОЗА	Глюкоза, набір реагентів	Набір реагентів для вимірювання глюкози ферментним глюкозоксидазним методом (GOD-PAP). Фасування 1x1000 мл. Стандарт у складі набору. Можливість тестування при температурі 25°C.	шт	4
17	53307 Глюкоза IVD, реагент	W01010213 ГЛЮКОЗА	Глюкоза, набір реагентів	Набір реагентів для вимірювання глюкози ферментним глюкозоксидазним методом (GOD-PAP). Фасування 1x400 мл. Стандарт у складі набору.	шт	3

				Можливість тестування при температурі 25°C.		
18	53307 Глюкоза IVD, реагент	W01010213 ГЛЮКОЗА	Глюкоза, набір реагентів	Глюкоза, набір реагентів, сумісний з аналізатором Хумастар, не менше 1200 тестів	шт	2
19	63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД	W0201010185 ХІМІЧНІ АНАЛІЗАТОРИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	Детергент, розчин	Розчин детергенту для промивання аналізаторів біохімічних Хумастар, не менше 100 мл	шт	5
20	53989 Загальний білок IVD, реагент	W01010230 ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК	Загальний білок, набір реагентів	Фотометричний, колориметричний тест для визначення загального протеїну зі стандартом у наборі. Біуретовий метод. Фасування 4x100 мл	шт	8
21	54762 Залізо IVD, реагент	W01010216 ЗАЛІЗО (KX)	Залізо, набір реагентів	Залізо, набір реагентів, сумісний з аналізатором Хумастар, не менше 360 тестів	шт	2
22	54762 Залізо IVD, реагент	W01010216 ЗАЛІЗО (KX)	Залізо, набір реагентів	Фотометричний, колориметричний тест за методом САВ для визначення заліза, з фактором просвітлення ліпідів. Фасування: 2x100 мл, стандарт у складі набору. Можливість тестування при температурі 25°C.	шт	3
23	55995 Численні чинники зсідання IVD (діагностика in vitro), калібратор	W0103020701 КАЛІБРУВАЛЬНА ПЛАЗМА ДЛЯ ГЕМОСТАЗУ	Калібратор для коагулометра	Референсна плазма ліофілізована, із стандартними значеннями тромбопластину та антитромбіну. Фасування: не менше 4 флаконів x1мл	шт	1
24	52875 Кальцій (Ca ²⁺) IVD (діагностика in vitro), реагент	W01010303 КАЛЬЦІЙ	Кальцій, набір реагентів	Фотометричний тест для визначення кальцію. Метод СРС зі стандартом у наборі. Довжина хвилі: 570 нм, 578 нм; 546 нм. Фасування: 200 мл. Повний набір, не потребує додаткових матеріалів. Можливість тестування при температурі 25°C.	шт	2
25	30590 Набір реагентів для вимірювання множинних факторів згортання IVD	W0103020702 КОНТРОЛЬНА ПЛАЗМА ДЛЯ ГЕМОСТАЗУ	Контрольна плазма нормальна для дослідження гемостазу	Контрольна плазма ліофілізована, рівень норма, для контролю параметрів гемостазу, не менше: тромбопластин, АЧТЧ, фібріноген, тромбіновий час. Фасування: не менше 6x1,0 мл.	шт	1

26	53252 Креатинін IVD, реагент	W01010207 КРЕАТИНІН	Креатинін, набір реагентів	Креатинін, набір реагентів, сумісний з аналізатором Хумастар, не менше 1250 тестів	шт	2
27	53074 Загальна лактатдегідрогеназа IVD (діагностика in vitro), реагент	W01010120 ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗА Р (LDH - Р --> L)	Лактат-дегідрогеназа (ЛДГ), набір реагентів	Лактат-дегідрогеназа (ЛДГ), набір реагентів, сумісний з аналізатором Хумастар, не менше 360 тестів	шт	2
28	53074 Загальна лактатдегідрогеназа IVD (діагностика in vitro), реагент	W01010120 ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗА Р (LDH - Р --> L)	Лактат-дегідрогеназа (ЛДГ), набір реагентів	Набір реагентів для вимірювання ЛДГ. Можливість проведення тесту при температурі 25°C та 37°C. Фасування 8x50мл.	шт	1
29	52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент	W01010105 ЛУЖНА ФОСФАТАЗА – ЗАГАЛЬНА	Лужна фосфатаза, набір реагентів	Набір реагентів для вимірювання лужної фосфатази DGKC. Довжина хвилі 405 нм. Можливість проведення тесту при температурі 25°C та 37°C. Фасування 8x50 мл.	шт	2
30	47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор	W0101050301 КАЛІБРАТОРИ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ (КХ)	Автокал, стандартна сироватка	Ліофілізована стандартна сироватка для калібрування біохімічних методик на автоматичних біохімічних аналізаторах.	шт	3
31	55981 Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку	W0103020102 АКТИВОВАНИЙ ЧАСТКОВИЙ ТРОМБОПЛАСТИНОВИЙ ЧАС	Набір реагентів для визначення активованого часткового тромбопластинового часу	Набір реагентів для ручного та автоматичного визначення активованого часткового тромбопластинового часу. Фасування: 6x4 мл. У складі набору: реагент ліофілізований з елаговою кислотою, хлорид кальцію.	шт	2
32	56155 Антитромбін III (АТІІІ) IVD (діагностика in vitro), набір, хромогенний аналіз	W0103020602 АНТИТРОМБІН	Набір реагентів для визначення антитромбіну III	Набір готових реагентів для вимірювання антитромбіну у плазмі крові за фактором Ха. Фасування 4x3 мл.	шт	1
33	55983 Протромбіновий час (ПЧ) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку	W0103020101 ПРОТРОМБІНОВИЙ ІНДЕКС (ШВИДКИЙ ТЕСТ)	Набір реагентів для визначення протромбінового часу	Набір реагентів для ручного та автоматичного визначення протромбінового часу, ліофілізований реагент. У складі: реагент, хлорид кальцію. Фасування: 6x10 мл.	шт	1
34	55997 Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку	W0103020201 АНАЛІЗИ НА ФІБРИНОГЕН (ФАКТОР I)	Набір реагентів для визначення фібриногену	Набір реагентів для ручного та автоматичного визначення фібриногену. Фасування 5x2 мл. У складі набору: реагент ліофілізований (людський тромбін 100 МО/мл), стандарт.	шт	15

35	47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	W0101050101 АТЕСТОВАНИ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ)	Серодос плюс контрольна сироватка	Ліофілізована універсальна контрольна сироватка, приготована на основі людської сироватки, з перевіреними показниками, для контролю точності ручних та автоматичних методик (аномальні рівні показників), фасування не менше 6x5 мл	шт	1
36	47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	W0101050101 АТЕСТОВАНИ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ)	Серодос контрольна сироватка	Ліофілізована універсальна контрольна сироватка, приготована на основі людської сироватки, з перевіреними показниками, для контролю точності ручних та автоматичних методик (нормальні рівні показників), фасування не менше 6x5 мл	шт	1
37	53586 Сечова кислота IVD, реагент	W01010232 СЕЧОВА КИСЛОТА	Сечова кислота, набір реагентів	Фотометричний, колориметричний ПАП/РАР-тест для визначення сечової кислоти з фактором просвітлення ліпідів. Можливість проведення тесту при температурі 20-25°C та 37°C. Фасування 4x100 мл	шт	2
38	53586 Сечова кислота IVD, реагент	W01010232 СЕЧОВА КИСЛОТА	Сечова кислота, набір реагентів	Сечова кислота, набір реагентів, сумісний з аналізатором Хумастар, не менше 1250 тестів	шт	1
39	53590 Сечовина (Urea) IVD, реагент	W01010204 СЕЧОВИНА/АЗОТ СЕЧОВИНИ В КРОВІ	Сечовина, набір реагентів	Ферментний метод, призначений для кінетичного визначення сечовини у зразках крові та сечі. Метод глутамат-дегідрогеназний. Стандарт у складі набору реагентів. Лінійність не менше 300 мг/дл. Фасування 8x50 мл.	шт	4
40	53590 Сечовина (Urea) IVD, реагент	W01010204 СЕЧОВИНА/АЗОТ СЕЧОВИНИ В КРОВІ	Сечовина, набір реагентів	Сечовина, набір реагентів, сумісний з аналізатором Хумастар, не менше 1250 тестів	шт	2
41	63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД	W0201010185 ХІМІЧНІ АНАЛІЗАТОРИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	Спеціальний розчин для промивання	Концентрований розчин для промивання аналізаторів біохімічних Хумастар, не менше 300 мл	шт	6
42	53462 Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), реагент	W01010231 ТРИГЛІЦЕРИДИ	Тригліцериди, набір реагентів	Фотометричний, колориметричний монореагент для визначення тригліцеридів, з фактором просвітлення ліпідів. Можливість проведення тесту при	шт	3

				температурі 25°C або 37°C. Фасування: не менше 400 мл, стандарт у складі набору (не менше 3 мл)		
43	52891 Неорганічний фосфат (PO43-) IVD (діагностика in vitro), реагент	W01010307 НЕОРГАНІЧНИЙ ФОСФАТ / ФОСФОР	Фосфор, набір реагентів	Фотометричний тест для визначення фосфору зі стандартом у наборі. Дожина хвилі: 334 нм, 340 нм. Температура: 25°C. Фасування 2x100 мл	шт	1
44	53362 Загальний холестерин IVD, реагент	W01010205 ХОЛЕСТЕРИН	Холестерин, набір реагентів	Фотометричний, колориметричний тест для визначення холестеролу, з фактором просвітлення ліпідів. Фасування не менше 400 мл	шт	3
45	47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	W0101050101 АТЕСТОВАНІ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ)	Хуматрол Н контрольна сироватка	Ліофілізована універсальна контрольна сироватка, приготована на основі бичачої сироватки, з перевіреними показниками, для контролю точності ручних та автоматичних методик (нормальні рівні показників), фасування не менше 6x5 мл	шт	1
46	47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	W0101050101 АТЕСТОВАНІ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ)	Хуматрол П контрольна сироватка	Ліофілізована універсальна контрольна сироватка, приготована на основі бичачої сироватки, з перевіреними показниками, для контролю точності ручних та автоматичних методик (аномальні рівні показників), фасування не менше 6x5 мл	шт	1
47	61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання	W0202020185 КОАГУЛОМЕТРИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	Кювети з магнітними мішалками для коагулометра	Реакційні кювети для коагулометрів Хумафлот, одноразові, з магнітними мішалками, фасування не менше №500.	шт	30
48	61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання	W0202020185 КОАГУЛОМЕТРИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	Кювети для коагулометра	Реакційні кювети для коагулометрів Хумафлот Джуніор, одноразові, фасування не менше №500.	шт	12

Завідувач лабораторії

Підпис

(ПБ)