

ОБГРУНТУВАННЯ
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
Предмет закупівлі
Лабораторні реактиви для бактеріологічної лабораторії ННЦРМГО
(ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні)

№	Назва	К-сть	Фасовка	НК 024:2023	НК 031:2024	Вимоги
1	Набір реагентів GN	10	20 карт	50417, Множинні грамнегативні бактерії, ізолюваний штам IVD (діагностика in vitro), набір	W0104080101 - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГРАМ-НЕГАТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ – АВТОМАТИЗОВАН А	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір для ідентифікації грам-негативних мікроорганізмів на аналізаторі Vitek.
2	Набір реагентів GP	10	20 карт	50419, Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізолюваний штам IVD (діагностика in vitro), набір	W0104080103 - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГРАМ-ПОЗИТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ – АВТОМАТИЗОВАН А	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір для ідентифікації грам-позитивних мікроорганізмів на аналізаторі Vitek.
3	Набір реагентів YST	5	20 карт	30666, Ідентифікація IVD (діагностика in vitro), набір для диференціювання та/або ідентифікації кількох видів культури Candida / дріжджів	W0104030403 - СИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДРІЖДЖІВ І ПЛІСЕНЕВИХ ГРИБІВ - АВТОМАТИЗОВАНИ	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір для ідентифікації важливих з клінічної точки зору дріжджів та дріжджоподібних мікроорганізмів YST на аналізаторі Vitek.
4	Набір реагентів BCL	1	20 карт	50421, Множинні мікроорганізми, що не належать до родини ентеробактерій, ізолюваний штам IVD (діагностика in vitro), набір	W01040801 - БІОХІМІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ І ТЕСТУВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ – В АВТОМАТИЗОВАНОМУ РЕЖИМІ	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір для ідентифікації бациллярних форм мікроорганізмів на аналізаторі Vitek.
5	Набір реагентів NH	1	20 карт	50423, Множинні мікроорганізми родини Гемофілії/Нейсерії, ізолюваний штам IVD (діагностика in vitro), набір	W0104080101 - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГРАМ-НЕГАТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ – АВТОМАТИЗОВАН А	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір для ідентифікації нейсерій та гемофілів на аналізаторі Vitek.
6	Набір реагентів ANC	1	20 карт	50413, Множинні анаеробні мікроорганізми, ізолюваний штам IVD (діагностика in vitro), набір	W0104080105 - ІДЕНТИФІКАЦІЯ АНАЕРОБІВ ТА ІНШИХ ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ – АВТОМАТИЗОВАН А	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір для ідентифікації анаеробних мікроорганізмів на аналізаторі Vitek.
7	Набір реагентів AST-P643	2	20 карт	37300, Множинна антибактеріальна мінімальна інгібіторна	W0104080108 - ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ГРАМ-	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір карток для визначення чутливості грам - позитивних

				концентрація IVD (діагностика in vitro), набір	ПОЗИТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ – АВТОМАТИЗОВАНЕ	мікроорганізмів на аналізаторі Vitek.
8	Набір реагентів AST-P644	5	20 карт	37300, Множинна антибактеріальна мінімальна інгібіторна концентрація IVD (діагностика in vitro), набір	W0104080108 - ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ГРАМ- ПОЗИТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ – АВТОМАТИЗОВАНЕ	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір карток для визначення чутливості грам - позитивних мікроорганізмів на аналізаторі Vitek.
9	Набір реагентів AST-N459	10	20 карт	37300, Множинна антибактеріальна мінімальна інгібіторна концентрація IVD (діагностика in vitro), набір	W0104080107 - ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ГРАМ- НЕГАТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ – АВТОМАТИЗОВАНЕ	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір карток для визначення чутливості грам - негативних мікроорганізмів до дії антимікробних препаратів на аналізаторі Vitek.
10	Набір реагентів AST-N460	10	20 карт	37300, Множинна антибактеріальна мінімальна інгібіторна концентрація IVD (діагностика in vitro), набір	W0104080107 - ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ГРАМ- НЕГАТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ – АВТОМАТИЗОВАНЕ	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір карток для визначення чутливості грам - негативних мікроорганізмів до дії антимікробних препаратів на аналізаторі Vitek.
11	Набір реагентів AST-YS08	5	20 карт	43693, Набір для визначення множинної протигрибової мінімальної інгібувальної концентрації (MIK), IVD (діагностика in vitro)	W010403060102 - СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДЛЯ ДРІЖДЖІВ І ПЛІСЕНЕВИХ ГРИБІВ – АВТОМАТИЗОВАНИ	Не менше 20 карток. Набір карток тестування чутливості клінічно важливих дріжджів на аналізаторі Vitek.
12	Набір реагентів AST-ST03	2	20 карт	37300, Множинна антибактеріальна мінімальна інгібіторна концентрація IVD (діагностика in vitro), набір	W0104080108 - ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ГРАМ- ПОЗИТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ – АВТОМАТИЗОВАНЕ	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір карток для визначення чутливості грам - позитивних мікроорганізмів на аналізаторі Vitek.
13	Набір реагентів AST-XN35	2	20 карт	37300, Множинна антибактеріальна мінімальна інгібіторна концентрація IVD (діагностика in vitro), набір	W0104080107 - ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ГРАМ- НЕГАТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ – АВТОМАТИЗОВАНЕ	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір карток для визначення чутливості грам - негативних мікроорганізмів до дії антимікробних препаратів на аналізаторі Vitek.
14	Місткість для приготування робочої суспензії для аналізатора Vitek, 250 шт.	6	250 пробірок	46237, Нестерильна пробірка	W0503010201 - АНАЛІЗИ ЗРАЗКІВ, ПЛАСТИКОВІ ТРУБКИ	Місткість розміром 12x75 мм, виготовлена з полікарбонату, затверджена виробником аналізаторів Vitek або його представником для приготування робочої суспензії і оцінки її мутності за шкалою МакФарланда, не менше 250 шт. в упаковці

15	Реагент для інкубації анаеробів	10	10 шт.	50413, Множинні анаеробні мікроорганізми, ізольований штаб IVD (діагностика in vitro), набір	W0104080209 - НАБОРИ ДЛЯ НЕАВТОМАТИЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ – АНАЕРОБИ, ПАТОГЕНИ – ІНШЕ	Реагент для створення анаеробних умов інкубації у герметичному контейнері, не менше 10 пакетів в упаковці
16	Реагент для інкубації мікроаеробів	10	10 шт.	50413, Множинні анаеробні мікроорганізми, ізольований штаб IVD (діагностика in vitro), набір	W0104080209 - НАБОРИ ДЛЯ НЕАВТОМАТИЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ – АНАЕРОБИ, ПАТОГЕНИ – ІНШЕ	Реагент для створення анаеробних умов інкубації у герметичному контейнері, не менше 10 пакетів в упаковці
17	Сольовий розчин Vitek	4	3 x 500 мл	42651, Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD (діагностика in vitro)	W01040108 - БАРВНИКИ, БУФЕРИ (БАКТЕРІОЛОГІЯ)	Розчин хлориду натрію 0,45% для приготування робочої суспензії і оцінки її мутності за шкалою МакФарланда, не менше 1,5 л
18	Флакони з середовищем BacT/ALERT® FA Plus для виділення аеробних гемокультур	3	100 флак.	58529, Бульйон для гемокультур в аеробних умовах, живильне середовище IVD (діагностика in vitro)	W0104010504 - ФЛАКОНИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ КРОВІ	Флакон з бульонним живильним середовищем з добавками, адсорбуючими сполуками та індикатором росту для якісного виявлення й виділення аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів на системах BacT/ALERT, не менше 100 флаконів в упаковці.
19	Флакони з середовищем BacT/ALERT® FN Plus для виділення анаеробних гемокультур	3	100 флак.	58535, Живильне середовище для гемокультури в анаеробних умовах IVD (діагностика in vitro)	W0104010504 - ФЛАКОНИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ КРОВІ	Флакон з бульонним живильним середовищем з добавками, адсорбуючими сполуками та індикатором росту, для якісного виявлення й виділення анаеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів у крові й інших у нормі стерильних біологічних рідинах на системах BacT/ALERT, не менше 100 флаконів в упаковці.
20	Флакони з середовищем BacT/ALERT® PF Plus для виділення аеробних гемокультур, педіатричні	1	100 флак.	58529, Бульйон для гемокультур в аеробних умовах, живильне середовище IVD (діагностика in vitro)	W0104010504 - ФЛАКОНИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ КРОВІ	Флакон з бульонним живильним середовищем з добавками, адсорбуючими сполуками та індикатором росту для якісного виявлення й виділення аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів на системах BacT/ALERT, педіатричні, не менше 100 флаконів в упаковці.
21	Диспенсер дисків 6	1	1 шт.	35733, Антимікробна чутливість, диспенсер диска IVD (діагностика in vitro)	W02030199 - АНАЛІЗАТОРИ ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ – ІНШЕ	Диспенсер для нанесення на чашку дисків з картриджів, для дослідження чутливості мікроорганізмів диско-дифузійним методом, розрахований на встановлення від 1 до 6 картриджів одночасно
22	Анаеробний контейнер	2	1 шт.	16335, Анаеробна камера	W0104080209 - НАБОРИ ДЛЯ НЕАВТОМАТИЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ – АНАЕРОБИ, ПАТОГЕНИ – ІНШЕ	Герметичний контейнер з кришкою, для створення спеціальних умов інкубації вибагливих мікроорганізмів, об'ємом 2,5 л, з відсіком для пакетів реагенту, що створює

						певні умови інкубації
23	Система для визначення чутливості до колістину	12	16 тестів	45587, Колістин, мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)	W0104080599 - НЕАВТОМАТИЗОВА НЕ ТЕСТУВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ – ІНШЕ	Система для визначення мінімальної інгібуючої концентрації колістину до мікроорганізмів методом мікро-розведень у бульоні. Набір не менш ніж на 16 тестів, що включає відповідну кількість планшет та ампул з поживним середовищем

Завідувач
бактеріологічної лабораторії

підпис

ПІБ